



RESPIRADOR KN95

RX95011



DETALLES

- Estilo: Gancho para la oreja
- Material: Polipropileno doble no tejido suave, algodón con filtro de aire caliente ES, no tejido soplado por fusión, tejido agradable para la piel. BFE: por encima del 95%
- Color: blanco

USE PARA

- Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger al paciente quirúrgico y al personal del quirófano de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.
- Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada.

NO USE PARA

- NO lo use en entornos industriales
- NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
- NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

FABRICANTE

Raxwell

TIEMPO DE USO

- El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales.
- Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- **KN95** (China)

GUATEMALA

📍 Km. 14.5 Carr. a El Salvador, C.C Gran Plaza Bodega 103

📍 Calz. Atanasio Tzul 22-00, Zona 12, Empresarial el Cortijo II, Local 99-A.

☎ (502) 6625-0000

☎ (502) 2442-4982

EL SALVADOR

📍 Avenida Albert Einstein #13-A, Polígono N
Colonia Jardines de Guadalupe, Antigua Cuscatlán

☎ (503) 2526-7900